



## Стандартная комплектация реактора РВД-1200Н (входит в стоимость):

- Стакан реактора - 1 шт.
- Крышка для реактора - 1 шт.
- Гайка накидная – 1 шт.
- Прокладка фторопластовая – 1 шт.
- Разрывной диск с держателем – 1 шт.
- Вентиль игольчатый – 2 шт.
- Манометр – 1 шт.
- Ключ для запираения – 1 шт.
- Металлический вкладыш – 1 шт.
- Болты высокопрочные – 8 шт.

Реактор высокого давления РВД-1200Н предназначен для проведения химических реакций и синтеза с использованием агрессивных веществ, при рабочем давлении до 200 бар и температуре 250 °С. Реактор оснащен всей необходимой арматурой. Для равномерного нагрева реактор может поставляться с алюминиевой терморукавкой. При необходимости пользователь может заказать электрический нагревательный блок с контроллером. Перемешивание осуществляется с помощью магнитной мешалки.

РВД-1200Н	Характеристика
Номинальный объем стакана	1200 мл
Максимальное рабочее давление	200 бар
Максимальная рабочая температура	250 °С
Материал реактора	Hastelloy C-276
Количество портов	2
Нагрев	нагревательная плитка (магнитная мешалка с нагревом)
Перемешивание	магнитная мешалка
Охлаждение	естественное
Размеры	392 x 145 мм
Внутренний диаметр стакана	82 мм
Глубина стакана	228 мм
Вес	15,95 кг

## Аксессуары и дополнительное оборудование (не входит в стандартную комплектацию):

- Пассивный термоблок.
- Магнитная мешалка.
- Пробоотборник.
- Термоблок с блоком управления.
- Термоблок для подключения жидкостного термостата.
- Штатив для крепления.